



SABONETE LÍQUIDO

Quantidade:	5	litros
Embalagem:	250	ml
Previsão:	20	unidades
Custo do Frasco:		
Custo Adicional:		
Custo / Unidade		

08/06/2007

Componentes

1 Base para Sabonete Líquido	1000.0	mL
2 Água desmineralizada	3.6	Litros
3 Amida 90	175.0	mL
4 Nipagin	10.0	G
5 Salmora (Água+Cloro de Sódio 30%)	120.0	mL
6 Essência	25.0	mL
7 Corante	a gosto	

Preparo

- > Misturar bem a Base para Sabonete Líquido, com a amida 90 e Nipagin.
- > Acrescente a Água Desmineralizada e misture lentamente até que fique homogêneo.
- > Adicionar a Essência.
- > Acrescente a Salmora aos poucos até atingir a consistência de Sabonete.

Sugestão para enriquecer a formulação

Pantenol	5.0	G
Glicerina Bidestilada	100.0	mL
Queratina	15.0	mL
Proteínas do Trigo	50.0	mL
Proteínas da sêda	50.0	mL
Colageno	50.0	mL
Silicone DC 193	10.0	G

Visite nosso site: <http://www.mixdasessencias.com.br> e saiba os dias e horários de nossos cursos.

No site <http://www.mixdasessencias.com.br> possuímos todos os produtos que você precisa para fazer esta receita.

Faça já suas compras ONLINE.

<http://www.mixdasessencias.com.br>

